

Anticuerpo Policlonal Anti-Fam3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Número de artículo: CM0023700

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FAM3A humana (aa 34-230), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce una proteína secretada similar a citocinas de 25 kDa con actividad potencial de defensina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FAM3A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	60343
GeneID	60343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-230 de FAM3A humana (NP_068578.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P98173
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo