

Anticuerpo Policlonal Anti-Fam3D Para Wb, Elisa - Q96Bq1

Número de artículo: CM0020923

Introducción

CamelBio ofrece anticuerpos policlonales de conejo Anti-FAM3D (Q96BQ1) de alta pureza, validados para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideales para estudiar el papel de la glucoproteína secretada FAM3D en la biología placentaria y las vías relacionadas con lectinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM3D pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EF7; OIT1; FAM3D
Especie	Humano
GeneID	131177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-204 del FAM3D humano (NP_620160.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96BQ1
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo