

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam3D (Pab) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Bq1

Número de artículo: CM0022955

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAM3D humano (EF7/OIT1) para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Peso molecular predicho 25 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM3D Conejo pAb
Observaciones/Alias	EF7; OIT1; FAM3D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	131177
ID de Gen	131177
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96BQ1
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo