

Anticuerpo Policlonal Anti-Fam46A Para Wb, Elisa - Q96Ip4

Número de artículo: CM0016513



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FAM46A validado para Western blot y ELISA. Detecta la terminal nucleotidiltransferasa 5A humana y de ratón, una poli(A) polimerasa citoplasmática involucrada en la mineralización ósea y la función de los osteoblastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo FAM46A
Observaciones/Alias	OI18; XTP11; FAM46A; C6orf37
Especie	Humano
GeneID (humano)	55603
GeneID	55603
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-400 de FAM46A humano (NP_060103.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96IP4
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo