

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam65B Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y4F9

Número de artículo: CM0026658

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el humano FAM65B (RIPOR2), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la polarización celular, la miogénesis y las vías relacionadas con la sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FAM65B
Observaciones/Alias	PL48; DFNA21; DIFF40; DIFF48; FAM65B; MYONAP; C6orf32; DFNB104
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9750
GeneID	9750
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del humano FAM65B (NP_056948.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4F9
Peso Molecular de la Proteína	119kDa
Envío	Bolsa de hielo