

Anticuerpo Policlonal Anti-Fam96B Para Wb, Elisa - Q9Y3D0

Número de artículo: CM0026458

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAM96B humano (CIA2B/MIP18) validado para Western blot y ELISA, también reactivo con ratón. Adecuado para investigación sobre el ensamblaje de clusters hierro-azufre y la segregación cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo FAM96B
Observaciones/Alías	CIA2B; MIP18; FAM96B; CGI-128
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51647
GeneID	51647
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de FAM96B humano (NP_057146.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y3D0
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo