

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam98A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nca5

Número de artículo: CM0022204

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a FAM98A humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la metilación de arginina inducida por PRMT1 y la homeostasis esquelética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAM98A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAM98A
Especie	Humana
GeneID (Humana)	25940
GeneID	25940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la FAM98A humana (NP_056290.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q8NCA5
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo