

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam98B Para Wb Y Elisa - Q52Lj0

Número de artículo: CM0023789

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAM98B humano (subunidad del complejo ligasa de empalme de tRNA) para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio del procesamiento de tRNA y la investigación del cáncer colorrectal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM98B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FAM98B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	283742
GeneID	283742
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 del FAM98B humano (NP_775882.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q52LJ0
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo