


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fanca Para Wb, Elisa - O15360

Número de artículo: CM0027425



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la FANCA humana. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce la proteína del grupo A de anemia de Fanconi, crucial para la reparación de entrecruzamientos de hebras de ADN y la estabilidad cromosómica. Adecuado para la investigación de la anemia de Fanconi y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FANCA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-275 de la FANCA humana (NP_000126.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15360
Peso Proteico	163kDa
Envío	Bolsa de hielo