


Anticuerpo Policlonal Anti-Fancc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00597

Número de artículo: CM0021047



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FANCC, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta la proteína FANCC humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de reparación del daño en el ADN y anemia de Fanconi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FANCC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FA3; FAC; FACC; FANCC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2176
ID de Gen	2176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-558 del FANCC humano (NP_000127.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00597
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo