

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fancd2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Número de artículo: CM0019028



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FANCD2 para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta FANCD2 humano y de rata, una proteína clave para la reparación del ADN. Adecuado para estudios de anemia de Fanconi, inestabilidad cromosómica y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FANCD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Especie	Humano
ID del gen	2177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-720 de FANCD2 (NP_001018125.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9BXW9
Peso de la proteína	164kDa
Envío	Bolsa de hielo