


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fancg Para Wb, Elisa - O15287

Número de artículo: CM0029164



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FANCG (FAG/XRCC9) humano. Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigación en reparación del ADN y anemia de Fanconi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FANCG Rabbit pAb
Notas / Alias	FAG, XRCC9, FANCG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2189
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15287
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo