


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fancl Para Wb Y Elisa - Q9Nw38

Número de artículo: CM0030124



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo FANCL validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Se dirige a la ligasa de ubiquitina E3 implicada en la reparación del ADN de la anemia de Fanconi. Ideal para estudiar la respuesta al daño del ADN y la proliferación de células germinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FANCL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	POG; PHF9; FAAP43; FANCL
Especie	Humano
GeneID (humano)	55120
GeneID	55120
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NW38
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo