


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fancm Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lyd8

Número de artículo: CM0026906



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a FANCM humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigar la vía de anemia de Fanconi, los mecanismos de reparación del ADN y la biología de las células germinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FANCM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	POF15; SPGF28; FAAP250; KIAA1596; FANCM
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57697
ID de Gen	57697
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-660 del FANCM humano (NP_065988.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IYD8
Peso Proteico	232kDa
Envío	Bolsa de hielo