

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fap (Proteína De Activación De Fibroblastos-A) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Número de artículo: CM0006339



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la FAP humana (Q12884). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio de la remodelación de la MEC, la fibrosis y el microambiente tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra proteína de activación de fibroblastos- α (FAP)
Notas/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolil endopeptidasa FAP; Proteína de activación de fibroblastos- α (FAP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2191
GeneID	2191
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 411-510 de la FAP humana (NP_004451.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12884
Peso proteico	26kDa/87kDa
Envío	Bolsa de hielo