

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fap Para Citometría De Flujo - Q12884

Número de artículo: CM0011707



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la proteína de activación de fibroblastos alfa (FAP) humana para citometría de flujo. Ideal para estudiar la remodelación tisular, la fibrosis y el microambiente tumoral. Validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano FAP mAb
Observaciones/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolil endopeptidasa FAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2191
GeneID	2191
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q12884
Peso Proteico	27kDa/87kDa
Envío	Bolsa de hielo