

Anticuerpo Policlonal Anti-Fap Para If/Icc, Elisa - Q12884

Número de artículo: CM0028573



Introducción

El pAb de conejo anti-FAP es un anticuerpo policlonal específico de humano para IF/ICC y ELISA, dirigido a la proteína de activación de fibroblastos alfa (Q12884) implicada en el crecimiento tumoral y la remodelación tisular. Ideal para la investigación del cáncer y la fibrosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2191
GeneID	2191
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 481-580 del FAP humano (NP_004451.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12884
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo