

Anticuerpo Policlonales Anti-Far1 Para Wb, Elisa - Q8Wvx9

Número de artículo: CM0023639

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAR1 humana (acil-CoA reductasa 1 de ácidos grasos), adecuado para WB y ELISA. Se dirige a una enzima clave en la biosíntesis de alcoholes grasos, lípidos de éter y monoésteres de cera. Ideal para investigación sobre metabolismo lipídico y peroxisomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSPSD; PFCRD; MLSTD2; SDR10E1; FAR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	84188
GeneID	84188
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de FAR1 humana (NP_115604.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WVX9
Peso de la Proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo