

Anticuerpo Policlonal Anti-Farsb De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsd9

Número de artículo: CM0017921



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad beta de la fenilalanina-ARNt sintetasa (FARSB) humana, apto para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre aminoacilación citoplasmática y traducción proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FARSB
Observaciones/Alias	FRSB; RJBS; PheHB; PheRS; FARSLB; RILDBC; HSPC173; NEDBLLA; RILDBC1; FARSB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10056
ID de Gen	10056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-589 de FARSB humano (NP_005678.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NSD9
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo