

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fas Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25445

Número de artículo: CM0003905



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fas humano (CD95, APO-1, TNFRSF6). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a rata. Ideal para estudios de apoptosis y tolerancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Fas
Observaciones/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Especie	Humano
GeneID (Humano)	355
GeneID	355
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del Fas humano (NP_000034.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P25445
Peso Proteico	9-38 kDa
Envío	Bolsa de hielo