

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fas Para Wb, Elisa - P25445

Número de artículo: CM0017590



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a Fas humano (CD95/APO-1), apto para Western blot y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata, por lo que es ideal para estudios de apoptosis y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fas Rabbit pAb
Notas / Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Especie	Humano
GeneID (humano)	355
GeneID	355
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de Fas humano (NP_000034.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25445
Peso Molecular	9-38 kDa
Envío	Bolsa de hielo