


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fascina/Fscn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16658

Número de artículo: CM0007787



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Fascina (FSCN1), validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce la proteína de 55 kDa que agrupa actina, involucrada en las prolongaciones celulares y la migración. Ideal para investigación del citoesqueleto y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fascina/FSCN1
Observaciones/Alias	HSN; SNL; p55; FAN1; Fascina/FSCN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6624
GeneID	6624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 249-362 de la Fascina/FSCN1 humana (Q16658).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16658
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo