

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fastkd1 Para Wb, Elisa - Q53R41

Número de artículo: CM0027762

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FASTKD1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta FASTKD1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FASTKD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FASTKD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79675
ID de Gen	79675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 638-847 de FASTKD1 humano (NP_078898.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53R41
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo