

## Anticuerpo Policlonal Anti Anti-Fastkd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyy8

Número de artículo: CM0030618

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra FASTKD2, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la proteína FASTKD2 humana y de ratón (81 kDa). Fundamental para estudios sobre el ensamblaje de la subunidad ribosomal grande mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | FASTKD2 pAb de Conejo                                                                                               |
| Observaciones/Alias | COXPD44; KIAA0971                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 22868                                                                                                               |
| GeneID              | 22868                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 51-150 del FASTKD2 humano (NP_055744.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                       |
| SWISS               | Q9NYY8                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 81kDa                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                      |