


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fat10/Ubd Para Wb Y Elisa - O15205

Número de artículo: CM0007959



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a FAT10/UBD (Ubiquitina D) humana. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios sobre degradación de proteínas similares a ubiquitina, señalización de NF-κB y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAT10/UBD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Especie	Humana
GeneID	10537
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 70-150 de FAT10/UBD humana (O15205)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	O15205
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo