


Anticuerpo Policlonal Anti-Fat10/Ubd Para If/Icc, Elisa - O15205

Número de artículo: CM0017857



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ubiquitina D humana (FAT10/UBD), validado para IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la modificación tipo ubiquitina, la degradación proteosomal y las vías de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FAT10/UBD
Observaciones/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10537
ID del Gen	10537
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de FAT10/UBD humano (NP_006389.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15205
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo