


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fat10/Ubd Para Wb, If/Icc, Elisa - O15205

Número de artículo: CM0027287



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FAT10/UBD (ubiquitina D) humana. Adecuado para aplicaciones WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Peso proteico de 18 kDa. Ideal para el estudio de la vía ubiquitina-proteasoma, inmunidad y enfermedades renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	FAT10/UBD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10537
ID de gen	10537
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de FAT10/UBD humana (NP_006389.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15205
Peso proteico	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo