

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fatp2/Slc27A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14975

Número de artículo: CM0006342

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FATP2/SLC27A2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del transporte de ácidos grasos y el metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra FATP2/SLC27A2
Observaciones/Sinónimos	VLCS; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVL1; hFACVL1; HsT17226
Especie	Humana
GeneID (humano)	11001
GeneID	11001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 494-620 de FATP2/SLC27A2 humano (NP_003636.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O14975
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo