

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fatp4/Slc27A4 Para Wb, Elisa - Q6P1M0

Número de artículo: CM0007279

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-FATP4/SLC27A4 validado para WB y ELISA, que detecta FATP4 humano y de ratón, un transportador de ácidos grasos de cadena larga y acil-CoA ligasa involucrado en el metabolismo lipídico. Adecuado para investigación sobre transporte de ácidos grasos, metabolismo y función de la barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FATP4/SLC27A4 Rabbit mAb
Notas/Alias	IPS; FATP4; ACSVL4; FATP4/SLC27A4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10999
GeneID	10999
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-237 de FATP4/SLC27A4 humano (NP_005085.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6P1M0
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo