

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sintasa De Ácido Graso (Fasn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49327

Número de artículo: CM0002607



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la Sintasa de Ácido Graso humana (FASN), validada para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con FASN de humano, ratón y rata, adecuado para estudios de biosíntesis de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Sintasa de Ácido Graso (FASN) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FAS; OA-519; SDR27X1; Sintasa de Ácido Graso (FASN)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2194
GeneID	2194
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2400-2500 de la FASN humana (P49327).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49327
Peso Proteico	273kDa
Envío	Bolsa de hielo