

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sintasa De Ácidos Grasos (Fasn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49327

Número de artículo: CM0018101



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FASN humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta FASN endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del metabolismo de los ácidos grasos y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Sintasa de ácidos grasos (FASN), pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	FAS; OA-519; SDR27X1; sintasa de ácidos grasos (FASN)
Especie	Humano
GeneID	2194
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2221-2511 de la sintasa de ácidos grasos humana (FASN) (NP_004095.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49327
Peso de la proteína	273 kDa
Envío	Bolsa de hielo