

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbln5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubx5

Número de artículo: CM0029158

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fibulina-5 humana (FBLN5) para investigación de fibras elásticas y MEC. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FBLN5 pAb de conejo
Notas/Alias	EVEC; UP50; ADCL2; ARMD3; CMT1H; DANCE; ARCL1A; FIBL-5; HNARMD; FBLN5
Especie	Humano
GeneID (humano)	10516
GeneID	10516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-448 de FBLN5 humana (NP_006320.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBX5
Peso molecular	50kDa
Envío	Bolsa de hielo