


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fbp1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P09467

Número de artículo: CM0002839



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la FBP1 humana (Fructosa-1,6-bisfosfatasa 1), validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre gluconeogénesis y metabolismo de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-FBP1 de conejo
Observaciones/Alias	FBP; FBP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2203
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 239-338 de la FBP1 humana (P09467)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09467
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo