


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09467

Número de artículo: CM0006652



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FBP1 de alta especificidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la enzima limitante de la gluconeogénesis fructosa-1,6-bisfosfatasa 1 (P09467).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FBP; FBP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2203
ID de Gen	2203
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del FBP1 humano (P09467).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09467
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo