


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09467

Número de artículo: CM0029328



Introducción

FBP1 Rabbit pAb (P09467) es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra un péptido sintético de FBP1 humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA, y presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en gluconeogénesis y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBP; FBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2203
GeneID	2203
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de FBP1 humano (NP_000498.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09467
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo