


Anticuerpo Policlonal Anti-Fbp2 Para Wb, Elisa - 000757

Número de artículo: CM0013855



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FBP2 (isoenzima 2 de la fructosa-1,6-bisfosfatasa). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para investigar la síntesis de glucógeno a partir de lactato en el músculo esquelético y las vías metabólicas relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FBP2 pAb de conejo
Observaciones/alias	CORLK; FBP2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8789
ID del gen	8789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-339 de la FBP2 humana (NP_003828.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O00757
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo