

Anticuerpo Policlonico Anti-Fbx32/Fbxo32 Para Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Número de artículo: CM0026320

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra Fbx32/FBXO32 humano (Atrogin-1, MAFbx), adecuado para WB, IF-P y ELISA. Reconoce muestras humanas y de ratón. Una herramienta clave para estudiar la atrofia muscular y la proteólisis mediada por ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fbx32/FBXO32 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Especie	Humano
ID del Gen	114907
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-355 de Fbx32/FBXO32 humano (NP_478136.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q969P5
Peso de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo