

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbx32/Fbxo32 Para Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Número de artículo: CM0025101

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fbx32/FBXO32 humano (Atrogin-1, MAFbx). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Se dirige a una ligasa E3 de ubiquitina implicada en la atrofia muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fbx32/FBXO32
Observaciones/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	114907
ID del Gen	114907
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-355 de Fbx32/FBOX32 humano (NP_478136.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q969P5
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo