

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fbx32/Fbxo32 Para Wb, Elisa - Q969P5

Número de artículo: CM0005016

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Fbx32/FBXO32 humano (Atrogin-1/MAFbx), una ligasa E3 de ubiquitina implicada en la atrofia muscular. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Fbx32/FBXO32 mAb de Conejo                                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBOX32                                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| ID del Gen (Humano) | 114907                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de Fbx32/FBOX32 humano (Q969P5) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                                                |
| SWISS               | Q969P5                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |