

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxl12 Para Wb Y Elisa - Q9Nxx8

Número de artículo: CM0015872

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra FBXL12 humano (proteína 12 de repetición F-box/LRR). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Herramienta esencial para el estudio de la proteólisis mediada por ubiquitina y la detención del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXL12 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Fbl12; FBXL12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54850
ID de Gen	54850
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-326 del FBXL12 humano (NP_060173.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NXX8
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo