

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxo2 Para Wb Y Elisa - Q9Uk22

Número de artículo: CM0029037

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FBXO2 validado para WB y ELISA con reactividad cruzada de ratón y rata. Se dirige a la proteína de caja F 2, un componente de reconocimiento de sustrato de la ligasa de ubiquitina SCF implicada en la degradación asociada al retículo endoplasmático de glucoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXO2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FBG1; FBX2; Fbs1; OCP1; NFB42; FBXO2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	26232
ID de Gen	26232
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-296 del FBXO2 humano (NP_036300.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UK22
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo