

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxo21 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94952

Número de artículo: CM0020006

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FBXO21 de alta calidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con FBXO21 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la ubiquitinación y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FBXO21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBX21; FBXO21
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23014
ID del gen	23014
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-621 de FBXO21 humano (NP_055817.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O94952
Peso de la proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo