

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxo22 Para Wb, Elisa - Q8Nez5

Número de artículo: CM0025459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para FBXO22 humano (FBX22, FISTC1). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA; detecta una banda de 45kDa. Ideal para la investigación de la vía de la ubiquitina y la biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXO22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBX22; FISTC1; FBXO22
Especie	Humano
GeneID (humano)	26263
GeneID	26263
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 104-403 del FBXO22 humano (NP_671717.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NEZ5
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo