

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxo28 Para Wb, Elisa - Q9Nvf7

Número de artículo: CM0022449

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FBXO28 humano (UniProt Q9NVF7), validado para WB y ELISA. Reacciona con FBXO28 humano y de rata. Adecuado para estudios de ligasas de ubiquitina, estabilidad genómica y supervivencia de células beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FBXO28
Observaciones/Alias	Fbx28; DEE100; CENP-30; FBXO28
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23219
GeneID	23219
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NVF7
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo