

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxo3 Para Wb, Elisa - Q9Uk99

Número de artículo: CM0017621



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FBXO3 humano (proteína solo con caja F 3), validado para Western blot (WB) y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudiar la función de la ligasa de ubiquitina E3 y las vías de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXO3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FBA; FBX3; FBXO3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	26273
ID de Gen	26273
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del FBXO3 humano (NP_036307.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9UK99
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo