

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxo31 Para Wb - Q5Xux0

Número de artículo: CM0012914



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FBXO31 humano (aa 240-539), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el daño en el ADN y la regulación del ciclo celular. Peso de la proteína ~61 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXO31 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FBX14; Fbx31; MRT45; FBXO14; pp2386; FBXO31
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79791
GeneID	79791
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-539 de FBXO31 humano (NP_079011.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5XUX0
Peso de la Proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo