

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxo32 (Fbx32, Mafbx) - Q969P5

Número de artículo: CM0013424

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FBXO32 humano (Fbx32, MAFbx). Validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para estudios de atrofia muscular esquelética y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fbx32/FBXO32 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	114907
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-355 del Fbx32/FBXO32 humano (NP_478136.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano,Ratón,Rata
SWISS	Q969P5
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo