

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxo32 Para If/Icc, If-P, Elisa - Q969P5

Número de artículo: CM0026561

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FBXO32 humano (Atrogin-1, MAFbx). Validado para IF/ICC, IF-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de atrofia muscular y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra FBXO32
Observaciones/Alias	Fbx32; MAFbx
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114907
GeneID	114907
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de FBXO32 humano (NP_478136.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969P5
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo