

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxo4 Para Wb, Elisa - Q9Ukt5

Número de artículo: CM0028171



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FBXO4 adecuado para WB y ELISA, detecta FBXO4 humano y de ratón. El anticuerpo se dirige a la proteína F-box only 4, una subunidad de reconocimiento de sustrato de la ubiquitina ligasa E3 SCF, útil para estudiar la degradación mediada por ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FBXO4 Rabbit pAb
Notas / Alias	FBX4; FBXO4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26272
GeneID	26272
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 138-387 de FBXO4 humano (NP_036308.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UKT5
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo