

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxo42 Para Wb, Elisa - Q6P3S6

Número de artículo: CM0022612

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FBXO42 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudiar la función de la ubiquitina ligasa E3 SCF y la degradación de p53.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	FBXO42 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JFK; Fbx42; FBXO42
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	54455
ID del Gen	54455
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 468-717 de FBXO42 humano (NP_061867.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q6P3S6
Peso Molecular de la Proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo